

ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА



НАЗНАЧЕНИЕ: Имплантат для динамической фиксации позвоночника, изготовлен из титанового сплава разрешенного к имплантологии и позволяющего проводить КТ и МРТ, предназначен для лечения пациентов с грыжами межпозвонковых дисков (первичное и рецидивное), стеноза позвоночного канала, болезни стабилизированного поясничного отдела позвоночника.

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед установкой имплантата для динамической фиксации позвоночника для определения необходимого типоразмера используются пробники различных типоразмеров. После удаления компрессирующего фактора в межостистый промежуток устанавливается имплантат соответствующего размера и фиксируется за остистые отростки за счет зубцов крыльев имплантата и дополнительных лигатур. Вертикализация пациентов в пределах палаты может производиться на первые вторые сутки после операции с учетом регресса болевого синдрома.

Монтажный инструмент

№ по каталогу	Типоразмер, мм
SM0001	Держатель имплантата h=8мм
SM0002	Держатель имплантата h=10мм
SM0003	Держатель имплантата h=12мм
SM0004	Держатель имплантата h=14мм
SM0005	Измеритель высоты h=8мм
SM0006	Измеритель высоты h=10мм
SM0007	Измеритель высоты h=12мм
SM0008	Измеритель высоты h=14мм
SM0009	Ударник
SM0010	Клещи для гибки

Имплантат

№ по каталогу	Типоразмер, мм
S0001	8
S0002	10
S0003	12
S0004	14